

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/krzesełko-terapeutyczne-kidoo-p-68.html>



Krzesełko terapeutyczne KIDOO™

Numer katalogowy

KIDOO™

Producent

Akces-Med

Opis produktu

KIDOO™ jest krzesłem terapeutycznym, które doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **KIDOO™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci **KIDOO™** pozwala na właściwe i bezpieczne podparcie dziecka, z możliwością łatwej i intuicyjnej regulacji. Pas biodrowy dodatkowo zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Krzesło ma regulowaną wysokość siedziska i podłokietników, a także kąt oparcia.

Wykonane jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępne w **5** rozmiarach.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Funkcja kubełkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Chwyc i pociągnij

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

- Tapicerka medyczna zastosowana w foteliku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.
- Fotelik w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylenia.
- Dzięki odpowiedniej regulacji wysokości nóg z łatwością możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika.
- Innowacyjny zagłówek HexagonPro© zabezpiecza i amortyzuje głowę. Posiada ergonomiczny i regulowany kształt

pozwalający na komfortowe dopasowanie zagłówka do pacjenta

WSKAZANIA

Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postaci.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i neurologiczne
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami

TABELE ROZMIAROWE

Symbol W	Pomiar orientacyjny wzrost użytkownika*	Jednostka [cm]	Rozmiar 1 90 - 100	Rozmiar 2 90 - 115	Rozmiar 3 100 - 130	Rozmiar 4 110 - 150	Rozmiar 5** 120 - 160
A/E	szerokość siedziska /oparcia	[cm]	23	26,5	31	35	42
L	głębokość siedziska	[cm]	18 - 23,5	22,5 - 30	24,5 - 34,5	31 - 41	36 - 47
C1	wysokość oparcia	[cm]	26	31	35	40	44
F	wysokość siedziska od podłoża	[cm]	19,5 - 26	24 - 31,5	27,5 - 36,5	33 - 44	36 - 49
Z	kąt pochylecia oparcia	[°]	96 - 116	95 - 116	95 - 116	95 - 116	95 - 116
	max. waga użytkownika	[kg]	20	30	40	55	70

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

**Na specjalne zamówienie.

[Jak mierzyć pacjenta? – kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	34	37	42	47	55
Długość	[cm]	37,5	41	53	58	66
Wysokość	[cm]	48	56	63	75	81
Waga	[kg]	5	6,5		11	14

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI STABILIZUJĄCE PLECY I GŁOWĘ

Kod środka	Przeznaczenie:	Odpłatność:	Okres używalności:	Lekarze upoważnieni:	Limit NFZ:
P132	Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 2 lata		700 zł

i głowę
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ