

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/orteza-ledzwiowo-krzyzowa-z-fiszbinami-ortopedycznymi-am-so-05-p-3180.html>



Orteza lędźwiowo krzyżowa z fiszbinami ortopedycznymi AM-SO-05

Numer katalogowy

AM-SO-05

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Wyrób AM-SO-05 winno się stosować w przypadkach, gdy pacjent nie ma zalecenia mocnej stabilizacji lędźwiowej. Orteza ta pełni bardziej funkcję wspierającą niż stabilizującą. Zmniejsza występujące dolegliwości bólowe, zapobiega ich występowaniu, poprawia sprawność ruchową pacjenta.

Orteza została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki temu wyrób lepiej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Tylna część ortezy została wykonana z nowego innowacyjnego surowca **AirSanmed**. Specyfika tego surowca polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację w odcinku lędźwiowym. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, wewnątrz półsztywna perforowana pianka komfortowa, na zewnątrz natomiast zainstalowany jest laminat medyczny z funkcją paroprzepuszczalną, który w celu łatwiejszego odprowadzania potu od ciała pacjenta został dodatkowo wyperforowany.

W tylnej części ortezy zainstalowano w zależności od rozmiaru cztery albo sześć fiszbin ortopedycznych, które doskonale dostosowują się do ciała pacjenta.

Boki wykonano ze specjalnej gumy ortopedycznej **AirRubber**, która charakteryzuje się jednokierunkową elastycznością oraz uzyskaną w procesie dziania perforacją. Otworki pozwalają na łatwiejsze oddychanie skóry co poprawia komfort użytkowania wyrobu.

Właściwości

Dzięki zastosowaniu unikatowych anatomicznie wyprofilowanych stałek ortopedycznych stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Wzmacnia ścianę mięśni brzucha. Poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk mają działanie zmniejszające dolegliwości bólowe. Ma za zadanie zmniejszać występujące dolegliwości bólowe, zapobiegać ich występowaniu, poprawiać sprawność ruchową pacjenta, poprawiać jakość i komfort życia. Wskazania i zasady stosowania zależne są od decyzji lekarza prowadzącego.

Przeznaczenie

Ortezę można stosować w przypadkach:

- ostrych zespołów bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii w odcinku lędźwiowym,
- po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jako stabilizator,
- deformacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym,
- przeciążenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL