

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/orteza-stabilizujaca-na-ramie-i-bark-am-sob-06-p-3117.html>



Orteza stabilizująca na ramię i bark AM-SOB-06

Numer katalogowy

AM-SOB-06

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charaktrystyka wyrobu

Orteza na ramię AM-SOB-06 została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, by jej użytkowanie sprawiało jak najmniej problemów pacjentowi i by mógł on ją samodzielnie założyć. Jej lekka konstrukcja ułatwia użytkowanie na co dzień. Wyrób ten wykonano z materiałów samoszczepnych, co zdecydowanie poprawia jej funkcjonalność i łatwość dopasowania do każdego użytkownika. Orteza ustawia ramię i przedramię w odpowiedniej pozycji podczas leczenia dysfunkcji barku. Ramię można ustawić w pozycji neutralnej lub nieznacznie przywiedzionej.

Każdy z punktów mocowania ortezy można niezależnie regulować, co zapewnia optymalne jej dopasowanie w każdych okolicznościach.

Wyrób wyposażono w uniwersalną taśmę ramienia oraz podwieszkę dłoniową i właśnie ze względu na taką konstrukcję orteza może być używana zarówno na prawe jak i lewe ramię. Podwieszka została połączona z pasem ramiennym za pomocą klamry szybkołącznej, której zastosowanie zdecydowanie ułatwia samodzielne zakładanie ortezy. Zastosowanie klamry pozwala też na utrzymanie wcześniejszych ustawień wyrobu, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo po założeniu regulować ortezy. Dodatkowo na taśmie ramienia zamontowano pelotę odciążającą, poprawiającą komfort użytkowania wyrobu.

Orteza została wykonana z niealergicznego i bardzo przyjaznego dla ciała pacjenta surowca *AirDistance III*.

AirDistance III to przewiewny strukturalny surowiec o wyjątkowo dużej wytrzymałości. Posiada on konstrukcję trójwarstwową, składającą się z bardzo mocnej zewnętrznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, z pianki komfortowej oraz z poliamidowej dzianiny przestrzennej 3D. Wewnętrzna dzianina 3D o przestrzennej strukturze, pozwala na swobodne przepływanie przez nią powietrza, które dotlenia skórę oraz powoduje, że pot znajdujący się na jej powierzchni zdecydowanie szybciej odparowuje. Funkcja samoszczepna, surowca **AirDistance III** zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Surowiec wodoodporny.

Wskazania

- Stan po zwichnięciu barku
- Urazy stawu barkowo-obojczykowego
- Doleczanie po zabiegach operacyjnych w obrębie obręczy barkowej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , XL