

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/orteza-sztywna-lub-polsztywna-z-tworzywa-sztucznego-na-golen-i-stopę-tp-2102-di-p-2218.html>



Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę TP-2102 D/I

Numer katalogowy

P-2102 D/I

Producent

Orliman

Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego polipropylenu o wysokiej gęstości, dzięki czemu zachowuje sprężystość współgrającą z pracą ścięgna Achillesa. Łuska pozwala na grzbietowe zgięcie stopy, zatrzymuje natomiast stopę w położeniu neutralnym, zapobiega potknięciom na skutek opadania stopy. Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana przy użyciu nagrzewnicy. Do kompletu dołączona jest wyściółka i pasek (zapięcie micro-velcro) służący do mocowania łuski do podudzia. Elementy należy zmontować.

Zastosowanie:

generalnie dla pacjentów w deficytem zgięcia grzbietowego stopy, Hemiplegia na tle udarów oraz porażenie wiotkie kończyny jako ich następstwo, skrócenie ścięgna Achillesa na skutek porażenia wiotkiego mięśni zginających grzbietowo stopę, porażenie nerwów stopy i podudzia.

Funkcja:

łuska nie nadaje się do korekcji szpotawości lub koślawości pięty oraz porażen spastycznych.

Pakowanie:D-prawa / I-lewa.

Dostępne (inne) modele:łuska zmontowana: TP2102M D/I.

Kolor:biały.

Wysokość:podana w tabeli rozmiarowej.

Akcesoria dodatkowe:

wyściółka (KIT-TP2102) wewnętrznej części kołnierza łuski na opadającą stopę, taka sama jak w komplecie z łuską na opadającą stopę TP-2101 D/I.

Rozmiary: S dla rozmiarów 1 i 2 oraz rozmiar L dla rozmiarów 3 i 4.

Akcesoria dodatkowe:taśma przytrzymująca stopę (PAD-TP2102).

Rozmiar: uniwersalny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Rozmiar buta (cm)	35-37	37-39	39-41	41-44
Długość/wysokość łuski (cm)	29	32	34	39

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL