

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/osteoporotyczny-gorset-tulowia-am-wsk-p-3139.html>



Osteoporotyczny gorset tułowia AM-WSK

Numer katalogowy

AM-WSK

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Gorset osteoporotyczny na kręgosłup został wykonany z surowca ActivDistance II.

Tylna część gorsetu została ukształtowana w sposób anatomiczny i zamontowano na niej dwie długie aluminiowe stalki ortopedyczne kręgosłupa oraz sześć fiszbin lędźwiowych z tworzywa sztucznego. Zewnętrzna warstwa gorsetu posiada funkcję samoszczepną umożliwiającą montaż zapiec wyrobu w dowolnym miejscu, co czyni go bardzo uniwersalnym.

Do wyrobu domontowano nieelastyczne pasy ramienne, które wyposażone zostały w system regulacji ich długości (zmierz i odetnij). System ten polega na tym, że po dokonaniu przymiarki wyrobu dla danego pacjenta, odcina się zbędną część pasów stabilizujących.

Pasy wyposażono w uniwersalne zapiecia samoszczepne, które po odcięciu zbędnej części pasa przypina się do ich końca. W przedniej części wyrobu zastosowano półsztywną pelotę brzuszna, którą domontowuje się do tylnej części gorsetu uniwersalnymi taśmami obwodowymi.

Właściwości

1. Jest przyjazny dla skóry pacjenta – wszystkie wewnętrzne elementy gorsetu zostały wyłożone frotową dzianiną bawełnianą, która jest obojętna dla skóry pacjenta,
2. Duża skuteczność stabilizacji – dzięki zastosowaniu unikatowych anatomicznie wyprofilowanych stalek ortopedycznych udało uzyskać się wyjątkową skuteczność stabilizacji, połączenie stabilizacji piersiowej i lędźwiowo-krzyżowej,
3. Bezpieczeństwo użytkowania – dzięki zastosowaniu półsztywnej, przedniej peloty brzusznej zwiększono bezpieczeństwo użytkowania wyrobu oraz wyeliminowano możliwość jego przypadkowego rozpięcia,
4. Komfort użytkowania – ze względu na zastosowanie uniwersalnych taśm mocujących zdecydowanie powiększyło jego funkcjonalność. Połączenie natomiast stabilizacji odcinka piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego wyeliminowało konieczność stosowania niewygodnego i rozbudowanego sprzętu ortopedycznego.

Przeznaczenie

Ortezę można stosować w przypadkach:

- ostrych zespołów bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii wielopoziomowej,
- osteoporozie,
- niestabilności kręgosłupa,
- kręgozmyku lędźwiowego,
- kompresyjnego złamania kręgosłupa na tle osteoporotycznym (po wcześniejszej konsultacji z lekarzem),
- rwy kulszowej,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym,
- po zabiegach operacyjnych (ortopedia, neurochirurgia).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL