

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/rajstopy-70-den-p-4302.html>



Rajstopy 70 DEN

Numer katalogowy	V70
Kod producenta	V70
Producent	Veera

Opis produktu

Rajstopy 70 den

1 stopień ucisku 13-17 mmHg

Najwyższej jakości eleganckie rajstopy Veera ze stopniowanym uciskiem. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują sylwetkę. Stosowane w profilaktyce i przy pierwszych problemach z krążeniem. Nadają lekkości nawet najbardziej zmęczonym nogom. Przynoszą szybką i skuteczną ulgę w przypadku pierwszych objawów osłabionego krążenia, takich jak: obrzęk, zmęczenie nóg, uczucie ciężkości nóg, pajęczki (pękające naczynka).

Są testowane klinicznie, niezwykle trwałe, nie puszczaają oczek za sprawą specjalnego splotu plastra miodu, wykonane z przyjemnego w dotyku materiału z dodatkiem Lycry. Posiadają wzmocnione pięty i palce, dzięki czemu są bardzo trwałe i odpowiednio układają się na nodze, ucisk zaś działa we właściwych miejscach. Wyprodukowane w technologii Silver+, zawierają jony srebra. Dbają o komfort i zdrowie Twoich nóg na każdym kroku. Wielokrotnie nagradzane przez Konsumentów.

Dlaczego warto wybrać rajstopy marki Veera?

...bo wyglądają jak klasyczne produkty, a znacznie się różnią właściwościami:

- przynoszą ulgę zmęczonym nogom
- poprawiają krążenie krwi
- zapobiegają pierwszym zmianom żylakowym
- zapobiegają pojawianiu się pajęczek
- perfekcyjnie modelują i wyszczuplają sylwetkę
- sprawiają, że po całym dniu Twoje nogi są nadal lekkie

Po co nosić zwykłe rajstopy, skoro możesz nosić niezwykle marki Veera?
Czas odświeżyć garderobę. Jesteś gotowa na rajstopy na miarę XXI wieku?

Dlaczego produkty Veera są wyjątkowe?

...bo zapewniają Ci w naturalny sposób każdego dnia: zdrowie, komfort, piękno i najwyższą jakość.

Do kogo skierowane są produkty marki Veera?

Ból, zmęczenie i ciężkość nóg na koniec dnia. Czy to naturalny objaw? Tak i Nie. Naturalny, dlatego, że Twoje nogi przez cały dzień bardzo intensywnie pracowały dla całego Twojego organizmu, więc mają prawo do uczucia zmęczenia. Nienaturalny, dlatego, że ból jest jednym z pierwszych sygnałów problemów z krążeniem, które prowadzi do żylaków. Veera to linia profilaktyczna. Idealna na co dzień. Idealna dla Ciebie, bo warto zadbać o zdrowie i piękno swoich nóg już dzisiaj. Stosuj profilaktykę!

Jak działa stopniowany ucisk?

Stopniowany ucisk (inaczej kompresjoterapia) skierowany jest od kostki ku górze, pomaga przez cały dzień naszym żyłom przepompować krew do serca. Polega na wywieraniu określonego i zmniejszającego się stopniowo ku górze ucisku. Medyczne wyroby uciskowe mają trójstopniowy, zmienny ucisk: 100% ucisku w kostce, 70% ucisku w łydce i 40% w udzie. Ucisk stosowany jest w celach profilaktycznych i leczniczych. Zmniejsza przekrój żył i przywraca czynność zastawek żylnych. Zwiększa prędkość przepływu krwi żyłnej, a dzięki temu zmniejsza przekrwienie tkanek i ilość krwi w drobnych naczynkach

podskórnych.

Pierwsze efekty.

Ulęgę poczujesz już po pierwszym dniu noszenia produktów Veera. Ucisk działa natychmiastowo. Na koniec dnia Twoje nogi będą nadal lekkie. Zaleca się jednak regularne stosowanie produktów kompresyjnych, co wpływa na poprawę stanu zdrowia, a nie tylko na jednorazowe lepsze samopoczucie.

Produkty Veera na 365 dni w roku.

Rajstopy, pończochy, podkolanówki uciskowe Veera idealnie sprawdzą się również latem. Specjalny splot sprawia, że nie jest Ci w nich bardziej gorąco, jak bez nich. Dodatkowo zawierają jony srebra, dzięki czemu bez względu na temperaturę powietrza czujesz się świeżo przez cały dzień.

Twój wybór ma znaczenie!

W przypadku rajstóp Veera nie jest istotna ilość DEN (dzięki specjalnemu splotowi rajstopy 140 DEN są przewiewne również latem). Najważniejsze jest wybranie ucisku. Tylko dobrze dobrany ucisk wyrobów kompresyjnych gwarantuje ich skuteczne działanie. Poświęć chwilę na właściwe dobranie produktu. Jeśli masz z tym problem, zawsze możesz skontaktować się z naszą infolinią, napisać do nas na fanpage lub poradzić się lekarza lub farmaceuty.

40 DEN

ucisk profilaktyczny 8-12 mmHg

- profilaktyka
- pierwsze objawy:
zmęczone, bolące i ciężkie nogi

70 DEN

ucisk profilaktyczny 13-17 mmHg

- zmęczone nogi
- ból nóg pod koniec dnia
- bolące i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki ustępujący po przespanej nocy)

140 DEN

1 klasa ucisku 18-21 mmHg

- pierwsze zmiany żylne
- pękanie naczynek, pajęczki
- ciągły ból nóg
- bolące i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki nie ustępujący po przespanej nocy)

Skład: 78% Poliamid 22% Elastan

Dobierz odpowiedni dla siebie rozmiar:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Kolor: grafit , karmelowy , nero , solei