

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/fotelik-rehabilitacyjny-slonik-p-71.html>



Fotelik rehabilitacyjny SŁONIK™

Numer katalogowy

SŁONIK™

Producent

Akces-Med

Opis produktu

Fotelik rehabilitacyjny **SŁONIK™** służy do wstępnej pionizacji dzieci w pozycji siedzącej. Prosty w budowie i obsłudze, a zarazem bardzo funkcjonalny.

Bezpiecznie mogą go używać zarówno dzieci z podwyższonym napięciem mięśniowym, oraz bardzo wiotkie o zmniejszonym napięciu mięśniowym. Regulowane peloty boczne pomagają korygować wady postawy. Fotelik **SŁONIK™** jest bardzo przydatny w schorzeniach ortopedycznych.

Kamizelka bezpieczeństwa wyposażona została w innowacyjny system typu *CHWYĆ I POCIĄGNIJ*®. Umożliwia on błyskawiczne i dokładne zabezpieczenie dziecka.

Rozmiar **3** wyposażono w składany podnóżek, który jest bardzo pomocny podczas sadzania pacjenta w foteliku. W trosce o ludzi i środowisko produkt został wykonany z ekologicznych, bezpiecznych materiałów.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Tapicerka przestrzenna

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Chwyć i pociągnij

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

- Niezależnie regulowane peloty boczne gwarantują właściwą stabilizację tułowia.
- Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą, klin można zdemontować.
- Dzięki regulacjom możemy ustawić pożądaną głębokość siedziska i kąt pochylenia oparcia.

WSKAZANIA

Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne.
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

TABELE POMIAROWE

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	70 - 130	100 - 150	110 - 180
A	szerokość siedziska	[cm]	35	39	46
L	głębokość siedziska	[cm]	13 - 31	19 - 38	29 - 54
C	wysokość zagłówka (opcjonalnie)	[cm]	54	58	75
C1	wysokość oparcia	[cm]	34	38	55
E	szerokość oparcia	[cm]	17 - 27	22 - 32	22 - 35
F	regulacja długości podnóżków	[cm]	18 - 35	24 - 45	28 - 45
L1	głębokość siedziska do klina	[cm]	0 - 24	3 - 29	8 - 45
	długość stopki	[cm]	19	25	26
X	kąt pochylenia siedziska	[°]	10	10	10
Z	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 110	90 - 110	90 - 110
	max. waga użytkownika	[kg]	30	45	75

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

[Jak mierzyć pacjenta? – kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	50	54	60
Długość	[cm]	82	100	120
Wysokość	[cm]	76	95	105
Waga	[kg]	14	20	24,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI STABILIZUJĄCE PLECY I GŁOWĘ

Kod środka	Przeznaczenie:	>Odpłatność:	Okres używalności:	Lekarze upoważnieni:	Limit NFZ:
P132	Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 2 lata		700 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

