

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/niski-pas-zebrowy-damski-am-pzm-02d-p-3186.html>



Niski pas żebrowy damski AM-PZM-02/D

Numer katalogowy

AM-PZM-02/D

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka produktu

Pas żebrowy damski AM-PZM-02 skutecznie stabilizuje żebra poprzez kompresję klatki piersiowej i skutecznie ogranicza „rozprężanie” się żeber redukując ból przy stanach zapalnych (w czasie głębszych wdechów). Dzięki ażurowej oddychającej konstrukcji pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból, a także zapewnia doskonałą ochronę miejsca kontuzji.

Pas jest szczególnie polecany przy złamaniach żeber, mostka oraz przy stłuczeniach klatki piersiowej i zapaleniach opłucnej.

Szeroki rzep usztywnia konstrukcję, co dodatkowo zabezpiecza przednie łuki żeber.

Orteza została w całości wykonana z surowca ActivRubber II.

ActivRubber II to aktywna mocna guma ortopedyczna posiadająca dwukierunkową elastyczność, pozwalającą jej na swobodne rozciąganie jej zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Otworki pomiędzy splotami gumy pozwalają na łatwiejsze oddychanie skóry co poprawia komfort użytkowania wyrobu i ułatwia odprowadzanie potu od ciała pacjenta. Dodatkowo sploty gumy przy większej kompresji wyrobu wykonują jej delikatny mikromasaż. Guma ortopedyczna jest surowcem bardzo przyjaznym dla skóry.

Przeznaczenie

- przy złamaniach żeber,
- przy złamaniach mostka,
- przy stłuczeniach klatki piersiowej,
- po operacjach kardiochirurgicznych,
- w celu stabilizacji i wzmocnienia mięśni klatki piersiowej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M