

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/pas-brzuszy-z-otworem-stomijnym-p-2772.html>



Pas brzuszny z otworem stomijnym

Numer katalogowy	DRQH0T1FG
Producent	Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Dla osób z przetoką jelita wytworzona na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym), pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki, przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki, pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego, pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia.

CECHY PRODUKTU

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- ze specjalnym otworem do stomi,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroka tabela rozmiarów,
- kolor: biały.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)		81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121-140	>140

Wysokość: 25 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL