

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/tena-comfort-extra-pieluchy-anatomiczne-40-sztuk-p-3766.html>



TENA Comfort Extra, pieluchy anatomiczne, 40 sztuk

Numer katalogowy	753040
Producent	Tena

Opis produktu

Pieluchy anatomiczne TENA Comfort Extra to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 6,5/8). TENA Comfort Extra to produkt wymagający dodatkowego mocowania za pomocą majtek elastycznych TENA Fix.

Dodatkowe informacje:

TENA Comfort pieluchy anatomiczne o kubekowym kształcie, stanowiące doskonałą ochronę i barierę przed przeciekaniem. W przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi. Jednocześnie zabezpieczają przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz.

- Wysoka chłonność – odpowiednie dla średniego do ciężkiego nietrzymania moczu
- Komfort użytkowania – miękkie w dotyku, w pełni oddychające dla pełnego komfortu używania
- Idealne w zestawie – mocowane za pomocą majtek elastycznych TENA Fix

Wskazania:

- Dla osób ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu (poziom chłonności 6,5/8).

Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki elastyczne TENA Fix do połowy uda.
2. Umieść pieluchę anatomiczną między nogami, na majtkach elastycznych.
3. Podciągnij majtki elastyczne z pieluchą anatomiczną na wysokość krocza.
4. Po wykorzystaniu wyrzuć pieluchę anatomiczną do kosza na śmieci. Majtki elastyczne TENA Fix nadają się do ponownego użycia.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Comfort dostępne są również z w wariantach o innych poziomach chłonności: TENA Comfort Extra, TENA Comfort Super, TENA Comfort Maxi

*Produkt jest refundowany