

Link do produktu: <https://medyczny-bielsko.pl/urzadzenie-multifunkcyjne-baffin-automatic-p-1274.html>



Urządzenie multifunkcyjne Baffin Automatic

Numer katalogowy	13304
Producent	LIW Care

Opis produktu

Baffin Automatic

Urządzenie multifunkcyjne Baffin Automatic przeznaczone jest do pionizacji pacjenta oraz jego ustawiania w pozycji siedzącej. Produkowane jest w trzech rozmiarach S, M, L.

Baffin Automatic, dzięki innowacyjnym systemom wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz korekcji miednicy, jest znakomitym narzędziem dla fizjoterapeutów. Ułatwia zmianę pozycji pacjenta na siedzącą oraz wyprostowaną. Dzięki łatwości obsługi może być wykorzystywany w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w domu podczas kontynuacji terapii.

Baffin Automatic jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu urządzenie multifunkcyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Urządzenie posiada bowiem funkcję pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej oraz funkcję transportową.

Dla kogo? Baffin Automatic

Baffin Automatic znajduje najczęściej zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych: mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, porażenia różnego pochodzenia, rozczep kręgosłupa, przepukliny oponowo-rdzeniowe, stany po urazach kręgosłupa, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po udarach, wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

Wskazania:

- poprawa czynności układu sercowo-naczyniowego,
- zapobieganie i leczenie zastojów żylnych,
- poprawa wentylacji płuc i zapobieganie zapalenia płuc,
- zapobieganie zatorom tętnicy płucnej,
- zapobieganie i leczenie osteoporozy,
- zapobieganie i leczenie zastojów w układzie moczowym,
- poprawa perystaltyki jelit,
- pomoc w reedukacji pęcherza neurogennego,
- poprawa stanu psychicznego,
- zapobieganie zanikom mięśni,
- zapobieganie i leczenie przykurczów, poprawa ruchomości stawów,
- leczenie i spowalnianie postępu skoliozy u dzieci i młodzieży z utraconą funkcją chodu,
- budowanie prawidłowego wzorca siadu.

Przeciwwskazania do korzystania z Baffina Automatic pokrywają się z przeciwwskazaniami do pionizacji. Zalicza się do nich:

- atypowa niepożądana reakcja na pionizację,
- stany zapalne stawów różnego pochodzenia,
- stany pourazowe po złamaniach kości długich z niepełnym zrostem,
- stany po zwłknięciu i innych urazach stawów,
- zwiększona temperatura ciała.

Baffin Automatic jest wykonywany na zlecenie lekarza rehabilitacji.

Urządzenie Baffin Automatic, dzięki swojej konstrukcji, nie wyklucza z pionizacji pacjentów z przykurczami utrwalanymi stawu biodrowego i kolanowego. Jednak takie przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie.

Akcesoria Baffin Automatic

HEADPOD Dynamiczny zagłówek

Dynamiczny System Podtrzymujący Głowę dla osób z obniżonym napięciem mięśniowym szyi i tułowia.

Stolik

Duża przestrzeń robocza blatu zapewnia dużą wygodę przy jedzeniu posiłków oraz zabawach.

Zagłówek

Dopasowujący się do kształtu i pozycji głowy. Doskonała stabilizacja najważniejszej części ciała małego pacjenta.

System pelot, kamizelka i pasy stabilizujące

Umożliwiają korekcję wad postawy - prawidłowe ustawienie kręgosłupa i miednicy użytkownika.

Platforma stóp

Unikatowa funkcja regulacji platformy we wszystkich kierunkach. Umożliwia stabilizację stóp zgodnie z szczegółowymi zaleceniami fizjoterapeuty.

Do pobrania Baffin Automatic

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja CE](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S